

Anticuerpo Monoclonal Anti-IL-31 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Ebc2

Número de artículo: CM0007125

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL-31 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Inmunógeno recombinante, 18 kDa. Ideal para investigación en señalización de citocinas e inmunidad cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb anti-IL-31 de conejo
Observaciones/Alias	IL-31
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	386653
ID del Gen	386653
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-164 de la IL-31 humana (NP_001014358.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6EBC2
Peso Molecular de la Proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo