


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-33R/St2 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P14719

Número de artículo: CM0004228



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IL-33R/ST2 validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Reconoce la cadena alfa del receptor de IL-33 de ratón (UniProt P14719) para investigación en inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo IL-33R/ST2
Observaciones/Alias	T1, St2, DER4, Ly84, ST2L, Fit-1, T1/ST2, St2-rs1
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	9173
ID del Gen	17082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-332 del IL-33R/ST2 de ratón (NP_001020773.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P14719
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo