


Anticuerpo Monoclonal Anti-IL-36 Gamma Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzh8

Número de artículo: CM0005060



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la IL-36 gamma humana (Q9NZH8). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la inflamación cutánea, la psoriasis y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo IL-36 Gamma
Observaciones/Alias	IL36G; IL-1F9; IL-1H1; IL-1RP2; IL1E; IL1F9; IL1H1; IL1RP2; interleucina-36 gamma; IL-36 Gamma
Especie	humano
ID del gen (Humano)	56300
ID del gen	56300
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-169 de la IL-36 Gamma humana (NP_062564.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NZH8
Peso proteico	14kDa/18kDa
Envío	Bolsa de hielo