

Anticuerpo Policlonal Anti-IL-6 Para Wb Y Elisa - P20607

Número de artículo: CM0025918

Introducción

IL-6 pAb de conejo, validado para aplicaciones WB y ELISA. Reacciona con IL-6 humana, de ratón y de rata, una citocina esencial en inmunidad, inflamación y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	IL-6 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ILg6; Ifnb2
Especie	Rata
GeneID (Humano)	3569
GeneID	24498
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-211 de IL6 de rata (NP_036721.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20607
Peso Molecular	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo