

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-6 Para IHC-P, IF/ICC, Elisa - P20607

Número de artículo: CM0003736

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la IL-6, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudios sobre inmunidad, inflamación y metabolismo en muestras humanas y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL-6 Ac. monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	ILg6; Ifnb2; IL6
Especie	Rata
ID del gen (Humano)	3569
ID del gen (Rata)	24498
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-211 de la IL-6 de rata (NP_036721.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P20607
Peso proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo