

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-6 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P20607

Número de artículo: CM0008214

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL-6 de rata, validado para WB, IP, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con IL-6 de ratón. Adecuado para estudiar la respuesta de fase aguda, la inflamación y la regulación inmunitaria. Suministrado a través de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de conejo anti-IL-6
Observaciones/Alias	ILg6; Ifnb2
Especie	Rata
GeneID (humano)	3569
GeneID	24498
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-211 de la IL-6 de rata (NP_036721.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P20607
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo