


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL-6 Para Wb, Elisa - P05231

Número de artículo: CM0017479



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-IL-6 detecta IL-6 humana, de ratón y de rata en WB y ELISA. Reconoce una citoquina clave de fase aguda involucrada en la respuesta inmune, la inflamación y el metabolismo. Ideal para el estudio de infecciones, lesiones tisulares y enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-IL-6
Observaciones/Alias	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3569
GeneID	3569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-212 de la IL6 humana (NP_000591.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05231
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo