


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL-6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05231

Número de artículo: CM0013608



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IL-6 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Dirige contra la citoquina IL-6 (P05231) involucrada en inmunidad, inflamación y metabolismo. Ideal para ensayos de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL-6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3569
ID de gen	3569
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 30-212 de IL6 humana (NP_000591.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05231
Peso de proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo