

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22301

Número de artículo: CM0024659



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL10 (Humano, Ratón, Rata) validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudiar citocinas antiinflamatorias en la regulación inmune, inflamación e investigación de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL10 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CSIF; TGIF; GVHDS; IL-10; IL10A; IL10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3586
ID del Gen	3586
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 19-178 de la IL10 humana (NP_000563.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22301
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo