


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL10Rb Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08334

Número de artículo: CM0017699



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a IL10RB humana. Validado para aplicaciones WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con espécimen humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de señalización de citoquinas y defensa antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL10RB Rabbit pAb
Notas / Alias	CRFB4; IBD25; CRF2-4; D21S58; D21S66; CDW210B; IL-10R2; IL-10RB; IL10RB
Especie	Humana
GeneID (humana)	3588
GeneID	3588
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-220 de IL10RB humana (NP_000619.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q08334
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo