


Anti-IL11Ra Rabbit Mab Para Wb - Q14626

Número de artículo: CM0011569



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo que se dirige al IL11RA humano (Q14626). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de cáncer y desarrollo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL11RA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CRSDA; IL11RA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3590
ID de Gen	3590
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14626
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo