


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL11Ra Para Wb Y Elisa - Q14626

Número de artículo: CM0028180



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo IL11RA validado para Western blot e ELISA. Detecta IL11RA humano con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización de IL11, desarrollo craneofacial y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo IL11RA
Observaciones/Alias	CRSDA; IL11RA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3590
ID del Gen	3590
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-290 de IL11RA humano (NP_001136256.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14626
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo