

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL12 Para Wb Y Elisa - P29460

Número de artículo: CM0005527



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IL12 de alta calidad para WB y ELISA, dirigido contra la subunidad beta de la IL-12 humana (IL12B), una citocina crítica para el crecimiento de células T/NK y la producción de IFN-gamma. Adecuado para investigación en inmunología y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-IL12
Observaciones/Alias	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12
Especie	Humano
GeneID	3593
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-328 de la IL-12 humana. (NP_002178.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P29460
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo