


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL12 Para Wb, Elisa - P29459 / P29460

Número de artículo: CM0027314



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL12 humana (p35/IL12A y p40/IL12B), apto para WB y ELISA. Útil para el estudio de la señalización de la citoquina IL-12, la diferenciación de Th1 y los mecanismos de respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A
Especie	Humana
GenelD (Humano)	3592/3593
GenelD	3592/3593
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-328 de IL12B humana/23-219 de IL12A humana (NP_002178.2/NP_001384921.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P29459/P29460
Peso molecular de la proteína	25kDa/37kDa
Envío	Bolsa de hielo