


Anticuerpo Policlonal Anti-IL12A Para Wb, Elisa - P29459

Número de artículo: CM0024075



Introducción

IL12A Rabbit pAb (P29459) es un anticuerpo policlonal generado contra un péptido sintético dentro de los aminoácidos 50-150 de IL12A humano. Adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada a IL12A humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL12A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A; IL12A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3592
GeneID	3592
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de IL12A humano (NP_000873.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29459
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo