


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL12B Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P43432

Número de artículo: CM0004438



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IL12B (p40) de ratón, validado para WB, IHC-P, FC (intra) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Ideal para investigación en señalización de IL-12/IL-23.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL12B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	3593
ID del Gen	16160
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-335 de IL12B de ratón (NP_001290173.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P43432
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo