

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL12B Para Wb, Elisa - P29460

Número de artículo: CM0014922



Introducción

pAb de conejo anti-IL12B validado para WB y ELISA. Reconoce la subunidad beta de IL-12 humana y de ratón, una citocina implicada en la activación de células T y NK y en la producción de IFN-gamma. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo IL12B
Observaciones/Alias	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3593
ID de Gen	3593
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-328 de IL12B humana (NP_002178.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P29460
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo