


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-IL12B Para Wb, Elisa - P43432

Número de artículo: CM0020798



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra IL12B de ratón para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano. Se dirige a la subunidad p40 de IL-12 e IL-23, citoquinas clave en la activación de células T/NK y la producción de IFN-gamma. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL12B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3593
GeneID	16160
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-335 de IL12B de ratón. (NP_001290173.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43432
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo