


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL12Rb1 Para Wb, Elisa - P42701

Número de artículo: CM0023627



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra IL12RB1 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la señalización de IL-12/IL-23 y los mecanismos de respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL12RB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD212; IMD30; IL12RB; IL-12R-BETA1; IL12RB1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3594
ID de Gen	3594
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-305 de IL12RB1 humano (NP_714912.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42701
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo