


Anticuerpo Monoclonal Anti-IL13Ra1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78552

Número de artículo: CM0009386



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra IL13RA1 humano (CD213A1, NR4, CT19). Validado para Western blot, IHC y ELISA. Explore la señalización de IL-13/IL-4 y la biología de antígenos de cáncer/testículo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL13RA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3597
GeneID	3597
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de IL13RA1 humano (P78552).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo