


## Anticuerpo Policlonal Anti-IL13Ra1 Para Wb, Elisa - P78552

Número de artículo: CM0027921



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la subunidad alfa-1 del receptor de interleucina-13 (IL13RA1, CD213A1). Adecuado para WB y ELISA en humano y ratón. El inmunógeno recombinante detecta una proteína de ~49kDa. Ideal para la investigación de la señalización IL13/IL4 y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | IL13RA1 Rabbit pAb                                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1                                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                       |
| GenelD (humano)     | 3597                                                                                                                                                         |
| GenelD              | 3597                                                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante   Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-343 de IL13RA1 humano (NP_001551.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                     |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                                |
| SWISS               | P78552                                                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 49kDa                                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                               |