

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL13Ra2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14627

Número de artículo: CM0019592



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IL13RA2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de IL-13, la regulación inmunitaria y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo IL13RA2
Observaciones/Alias	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
Especies	Humano
ID del gen (Humano)	3598
ID del gen	3598
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-343 de IL13RA2 humano (NP_000631.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14627
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo