

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL15 Para Wb Y Elisa - P40933

Número de artículo: CM0019482



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la interleucina-15 humana (IL-15), validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con IL-15 de ratón. Adecuado para estudiar las respuestas inmunitarias mediadas por IL-15 y las vías de señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	IL15 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	IL15; IL-15; interleucina-15
Especie	Humano
ID de Gen	3600
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-162 de la IL15 humana (NP_000576.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P40933
Peso Proteico	14kDa/18kDa
Envío	Bolsa de hielo