

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL15Ra Para Wb, Elisa - Q60819

Número de artículo: CM0020499



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la subunidad alfa del receptor de interleucina-15 de ratón (IL-15RA). Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para estudios sobre señalización de IL-15, regulación inmune y biología de receptores de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL15ra Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL-15RA; IL15ra
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3601
GeneID	16169
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 33-105 de IL15ra de ratón (NP_032384.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60819
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo