


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL17A Para Wb, Elisa - Q16552

Número de artículo: CM0014052



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL17A humana, validado para WB y ELISA. Adecuado para estudiar la inmunidad mediada por IL17A, la inflamación y la defensa antimicrobiana del huésped.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	IL17A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3605
ID del gen	3605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-155 de IL17A humana (NP_002181.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q16552
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo