

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL17C Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0M4

Número de artículo: CM0014952

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-IL17C, validado para WB, IF/ICC y ELISA, reconoce la IL-17C humana, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la inmunidad innata epitelial y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL17C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CX2; IL-17C; IL17C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	27189
ID de Gen	27189
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-197 de la IL17C humana (NP_037410.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P0M4
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo