

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-IL17F Para Wb, Elisa - Q96Pd4

Número de artículo: CM0030133



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL17F humana, adecuado para WB y ELISA. Reacciona con humanos y ratones; se dirige a una citoquina clave de Th17 en la inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL17F Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ML1; ML-1; IL17A; CANDF6; IL-17F
Especie	Humana
GeneID (Humano)	112744
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-163 de IL17F humana (NP_443104.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q96PD4
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo