

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL17Ra Para Wb Y Elisa - Q96F46

Número de artículo: CM0012203



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a IL17RA humana (CD217), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la función del receptor de IL-17 en inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-IL17RA de conejo
Observaciones/Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Especie	Humana
GeneID (Humano)	23765
GeneID	23765
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 767-866 de IL17RA humana (Q96F46).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96F46
Peso de la proteína	96kDa
Envío	Bolsa de hielo