

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL17Ra Para Wb, Elisa - Q96F46

Número de artículo: CM0015278



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL17RA humano (receptor A de IL-17, CD217), validado para WB y ELISA. Reacciona con proteínas humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de IL-17, la inflamación y la defensa del huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL17RA pAb de conejo
Observaciones/Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Especie	Humana
GeneID (humano)	23765
GeneID	23765
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-320 de IL17RA humano (NP_055154.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q96F46
Peso de la proteína	96 kDa
Envío	Bolsa de hielo