


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL17Rb Para Wb Y Elisa - Q9Nrm6

Número de artículo: CM0017854



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para IL17RB humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. El objetivo es un receptor para IL17B e IL17E, involucrado en el crecimiento/diferenciación de células hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL17RB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; IL17RB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55540
ID de Gen	55540
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-292 de IL17RB humano (NP_061195.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRM6
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo