

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL17Re Para Wb, Elisa - Q8Nfr9

Número de artículo: CM0016216

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL17RE humano, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce IL17RE humano y de ratón (UniProt Q8NFR9), un receptor para IL17C involucrado en la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL17RE Conejo pAb
Observaciones/Alias	IL17RE
Especie	Humano
GenID	132014
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-260 de IL17RE humano (NP_705613.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NFR9
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo