

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL18 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P70380

Número de artículo: CM0021736

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL18 de ratón, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a una citocina proinflamatoria involucrada en las respuestas de células Th1 y NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL18 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Igíf; IL-18; IL18
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	3606
ID del Gen	16173
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P70380
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo