

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL18 Para Wb, Ip, Elisa - Q14116

Número de artículo: CM0012928



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la IL-18 humana (factor inductor de interferón gamma), validado para WB, IP y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de citocinas inflamatorias, las respuestas de células Th1/NK, la piroptosis y la investigación del carcinoma de ovario. - Q14116

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | IL18 Rabbit pAb                                                                                                       |
| Observaciones/Sinónimos       | IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18                                                                                       |
| Especie                       | Humana                                                                                                                |
| GeneID (humano)               | 3606                                                                                                                  |
| Inmunógeno                    | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 37-193 de la IL18 humana (NP_001553.1) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                              |
| Aplicación                    | WB, IP, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad cruzada           | Humana                                                                                                                |
| SWISS                         | Q14116                                                                                                                |
| Peso molecular de la proteína | 22 kDa                                                                                                                |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                        |