

Anti-IL18 Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14116

Número de artículo: CM0004289

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra IL18 humana (IL-18 madura). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la citocina proinflamatoria IL-18 en la barrera epitelial, respuestas de células Th1/NK y piroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL18 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	IL-18 madura
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3606
GeneID	3606
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-193 de IL18 humana (NP_001553.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14116
Peso Molecular de la Proteína	18 KDa
Envío	Bolsa de hielo