

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL18Bp Para Wb, If/Icc, Elisa - O95998

Número de artículo: CM0028431



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la IL18BP humana (proteína de unión a interleucina-18) para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con la IL18BP de ratón. Es útil para el estudio de la inhibición de IL-18 y la respuesta temprana de citoquinas TH1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL18BP Rabbit pAb
Notas / Alias	FVH, IL18BPα, IL18BP
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10068
ID del gen	10068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-194 de la IL18BP humana (NP_001138529.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95998
Peso molecular de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo