


Anticuerpo Policlonal Anti-IL18R1/IL-18 R Alfa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13478

Número de artículo: CM0023710



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra IL18R1 humano (CD218a, IL-18R α), adecuado para Western blot, inmunohistoquímica (IHC-P), inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Detecta IL18R1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigar la activación de células Th1 mediada por IL18 y la señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL18R1/IL-18 R alfa pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha; IL18R1/IL-18 R alfa
Especie	Humano
GenelD (Humano)	8809
GenelD	8809
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13478
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo