

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL1R1 Para Wb Y Elisa - P14778

Número de artículo: CM0026442



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL1R1 humana, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre la señalización de interleucina-1 y la respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL1R1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P80; IL1R; IL1RA; CD121A; D2S1473; IL-1RT1; IL-1R-alfa; IL1R1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3554
ID de gen	3554
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 380-569 de IL1R1 humana (NP_000868.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14778
Peso proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo