

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL1R2 Para Wb, Elisa - P27930

Número de artículo: CM0023493



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL1R2 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce tanto IL1R2 humano como de ratón, el receptor señuelo para IL1 beta implicado en la inflamación y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | IL1R2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | IL1RB; CD121b; IL1R2c; CDw121b; IL-1R-2; IL-1RT2; IL-1RT-2; IL1R2                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID de Gen (Humano)  | 7850                                                                                                                               |
| ID de Gen           | 7850                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-320 de IL1R2 humano (NP_775465.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                      |
| SWISS               | P27930                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 45kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |