

Anticuerpo Policlonal Anti-IL1Ra Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P18510

Número de artículo: CM0022797



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL1RA (antagonista del receptor de interleucina-1) para aplicaciones de Western blot, IF/ICC, IF-P y ELISA. Detecta IL1RA humana, de ratón y de rata. Útil para estudios de inflamación y señalización de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL1RA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DIRA; IRAP; IL1F3; IL1RA; MVCD4; IL-1RN; IL-1ra; IL-1ra3; ICIL-1RA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3557
GeneID	3557
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-177 de la IL1RA humana (NP_776214.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18510
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo