

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL1RL1 Para Wb, Elisa - Q01638

Número de artículo: CM0022913



Introducción

IL1RL1 Rabbit pAb validado para WB y ELISA; detecta IL1RL1 (ST2) humano, de ratón y de rata, un receptor para IL-33 involucrado en la inmunidad innata y adaptativa. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL1RL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	T1; ST2; DER4; ST2L; ST2V; FIT-1; IL33R; IL1RL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9173
GeneID	9173
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-328 de IL1RL1 humano (NP_057316.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01638
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo