

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL1Rn Para Wb, If/Icc, Elisa - P25085

Número de artículo: CM0019256

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL1RN de ratón, un antagonista del receptor de interleuquina-1 antiinflamatorio. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a IL1RN humano y de ratón. Ideal para estudiar la regulación inmune y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL1RN pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IL-1ra; F630041P17Rik; IL1RN
Especie	Ratón
GeneID	16181
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-178 de IL1RN de ratón (NP_001034790.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P25085
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo