


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL1B Para Wb, Elisa - P10749

Número de artículo: CM0004447



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo IL1 β validado para WB y ELISA. Detecta IL1 β de ratón (P10749), una citocina proinflamatoria implicada en la fiebre, la activación de células T y la piroptosis. Adecuado para la investigación de inflamación e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL1 β mAb de Conejo
Observaciones/Alias	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3553
GeneID	16176
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-269 del IL1 β de ratón (P10749).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P10749
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo