

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL1B Para Wb, If/Icc, Elisa - P01584

Número de artículo: CM0005315



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la IL-1 β humana (interleucina-1 beta), una citocina proinflamatoria clave. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar inflamación, piroptosis y respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL1 β Ac. m. de conejo
Observaciones/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3553
ID del gen	3553
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 117-269 de la IL1 β humana (NP_000567.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01584
Peso proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo