

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL1B Para Wb, If/Icc, Elisa - P10749

Número de artículo: CM0005857



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad que se dirige a la IL1 β de ratón, validado para western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Ideal para estudiar la inflamación, la señalización de citoquinas y la piroptosis en macrófagos activados y modelos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL1 β Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3553
ID de Gen	16176
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 118-269 de la IL1 β de ratón (NP_032387.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P10749
Peso Proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo