

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL1B Para Wb, If/Icc, Ihc-P Y Elisa - P10749

Número de artículo: CM0008229



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra IL1 β , validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con IL1 β humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la inflamación y las citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra IL1 β
Observaciones/Alias	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3553
GeneID	16176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 118-269 de IL1 β de ratón (NP_032387.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P10749
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo