


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL2 Para Wb, Elisa - P04351

Número de artículo: CM0003221



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra IL2 de ratón, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para la investigación de la respuesta inmunitaria, dirigido al factor de crecimiento de células T a 19 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IL-2; IL2
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3558
ID de Gen	16183
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-169 del IL2 de ratón (NP_032392.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P04351
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo