


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL2 Para Wb, Fc, Elisa - P60568

Número de artículo: CM0002792



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Interleucina-2 (IL-2) humana. Adecuado para Western blot, citometría de flujo y ELISA. Los investigadores lo utilizan para estudiar la respuesta inmune, la proliferación de linfocitos T y la señalización de citocinas en el desarrollo de inmunoterapias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL2 Rabbit mAb
Notas/Alias	IL-2; TCGF; linfocina; IL2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3558
ID del gen	3558
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-153 de la IL2 humana (NP_000577.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P60568
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo