


Anticuerpo Monoclonal Anti-IL2 De Conejo Para Wb, If-P, Elisa - P04351

Número de artículo: CM0007182



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a la interleucina-2 (IL2) de ratón. Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para el estudio de la regulación inmune y la función de las células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	IL-2
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	3558
ID genético (Ratón)	16183
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-169 de la IL2 de ratón (NP_032392.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P04351
Peso molecular de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo