


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL2 Para Wb, If/Icc Y Elisa - P60568

Número de artículo: CM0010297



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la IL-2 humana (interleucina-2, TCGF). Adecuado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Ideal para estudiar el crecimiento de las células T, la respuesta inmunitaria y la tolerancia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	IL2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IL-2; TCGF; linfocina
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3558
ID del gen	3558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-153 de la IL-2 humana (NP_000577.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P60568
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo