


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-IL2 Para Wb, Elisa - P60568

Número de artículo: CM0013277



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la Interleucina-2 (IL-2) humana. Validado para aplicaciones WB y ELISA. Ideal para el estudio de la proliferación de linfocitos T, tolerancia inmunitaria y señalización de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL-2; TCGF; linfocina; IL2
Especie	Humano
GeneID	3558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-153 de la IL2 humana (NP_000577.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P60568
Peso Proteico	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo